



Varenummer 1000004516

**Babyvægt, Seca 834, 341x552x156mm,
hvid, Bord- og gulvmodel, max 20 kg**



Produktbeskrivelse

To vægte i én! Seca 834 Babyvægt med aftagelig vejebakke, graduering på 10 gram, vejekapacitet 20 kg. Seca 834 kan nemt laves om til gulvvægt, ved tryk på én knap kan vejebakke fjernes. Den robuste, men lette vægt er nem at transportere, og de brugervenlige knapper gør den nem at betjene. Funktioner: Tara (for måling af nettovægt), BMIF (Mængden af mælkeindtaget under amningen), Hold (permanent visning af resultat efter aflastning af vægten), slukautomatik (slukker automatisk efter 2 minutter). Anvender 6 styk AA batterier som medfølger. Kalibreringsklasse III (egnet til medicinsk brug).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Babyvægt
Varemærke	Seca
Vareserie	834
Farve	Hvid
Features	Bord- og gulvmodel, max 20 kg
Graduering	10 g < 10 kg > 20 g
Længde/dybde	341 mm
Bredde	552 mm
Højde	156 mm
Vægt, netto	2.5 kg
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Produkt- eller teststandarder	CE 0109, CE 0123
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	59 cm	40 cm	20 cm	4012030007719
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.