

Varenummer 1000004517

**Babyvægt, Seca 336, 300x638x115mm,
hvid, Klasse III, bordmodel, max 15 kg**



Produktbeskrivelse

Babyvægt seca 336 mobil digital babyvægt. Belyst LCD-skærm, som er meget let at aflæse. Mulighed for montering af digital målestok seca 234 eller analog målestok seca 232 n. Funktioner: Tara (for måling af nettovægt), Hold samt slukautomatik. Strømforsyning: batterier (6 stk. AA 1,5 V). Kalibreringsklasse III, Klasse III medicinsk udstyr opfylder den højeste grad af præcision og nøjagtighed og er beregnet til at blive brugt til diagnostiske eller terapeutiske formål

Specifikationer

Produktbetegnelse	Babyvægt
Varemærke	Seca
Vareserie	336
Farve	Hvid
Features	Klasse III, bordmodel, max 15 kg
Graduering	10 g
Længde/dybde	300 mm
Bredde	638 mm
Højde	115 mm
Vægt, netto	3.4 kg
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Produkt- eller teststandarder	CE 0109, CE 0123
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kli	1 stk	71 cm	35.5 cm	16 cm	4012030012027
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.