



Varenummer 1000004526

**Søjlevægt, Seca, 799,
41,7x29,4x83,1cm, hvid, Klasse III,
gulvmodel, digital, max 200 kg**



Produktbeskrivelse

Seca 799 er en medicinsk personvægt, der er specielt designet til at opfylde kravene til nøjagtig vægtmåling af patienter i sundhedssektoren. Vægten er klasse III medicinsk udstyr og opfylder de høje standarder for præcision og nøjagtighed, der kræves i henhold til MDR (Medical Device Regulation).

Maksimal belastningskapacitet på 200 kg og en nøjagtighed på 100 g. Displayet er stort og letlæseligt og viser både vægten og BMI-værdien. Indeholder Hold-funktion, som sikrer, at vægten registrerer den nøjagtige vægt, selv når patienten bevæger sig på vægten samt TARA funktion til måling af f.eks. små børn på forældrenes arm

Seca 799 er robust og holdbar med en skridsikker overflade, der giver god stabilitet og sikkerhed for patienten. Den er nem at rengøre og vedligeholde, og er derfor ideel til brug i klinikker, hospitaler og andre sundhedsfaciliteter." Anvender 6 styk AA-batterier, som medfølger. Strømforsyning og højdemål kan tilkøbes

Specifikationer

Produktbetegnelse	Søjlevægt
Varemærke	Seca
Model	799
Farve	Hvid
Features	Klasse III, gulvmodel, digital, max 200 kg
Graduering	100 g < 150 kg > 200 g
Længde/dybde	41.7 cm
Bredde	29.4 cm
Højde	83.1 cm
Vægt, netto	6.3 kg
Strømspecifikationer	Batterier eller strømforsyning
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Produkt- eller teststandarder	CE 0109, CE 0123
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	86 cm	40 cm	21 cm	4012030018517
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.