



Varenummer 1000004542

Mikroskop, Olympus, CX43, 376x211x393mm, med fasekontrast og LED belysning

Produktbeskrivelse

CX43 lægemikroskop med fasekontrast og LED-belysning (60.000 timer), universal kondensor (lysfelt, fasekontrast og mørkefelt) og lavt ergonomisk krydsbord. Der er desuden mulighed for at udbygge mikroskopet med op til 5 objektiver, flere kontrastmetoder (polarisation og fluorescens) og observation samt kameratilslutning. Leveres med 10x objektiv til lysfelt og 40x objektiv til fasekontrast. OBS. Pæren kan ikke skiftes. Men dette bør ikke være nødvendigt da pæren har en levetid på 60.000 timer

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mikroskop
Varemærke	Olympus
Model	CX43
Features	Med fasekontrast og LED belysning
Længde/dybde	376 mm
Bredde	211 mm
Højde	393 mm
Vægt, netto	7.3 kg
Inkluderet tilbehør	Specimen holder, Binocular tube wit, objektiver, okularer, støvhætte, netkabel
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	57 cm	46 cm	36.5 cm	
stk	1 stk				