



Varenummer 1000004570

Gastrostomisonde, Mic G, Fr 20 , 10 ml, gul

- ✓ Medicinsk silikone
- ✓ Medicin indgiftsport
- ✓ International farvekodet ballonport
- ✓ Silikone ballon
- ✓ Røntgenfast

Produktbeskrivelse

Gastrostomisonde til patienter med behov for enteral ernæring. Mic-G fås med separat medicinport. Ballonen fyldes med postevand og har ingen udstikkende endespids mod mavesækken. En Mic-G kan holde i 1-6 måneder. Holdbarheden varierer alt efter mængden af mavesyre, medicinforbrug, typen af sondemad samt antallet af træk og lignende som sonden udsættes for. MIC G har tydeligt mærkede porte: BAL: ballonport til påfyldning af vand, FEED: indgiftsport til mad, MEDS: indgiftsport til medicin.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Gastrostomisonde
Varemærke	Mic G
Størrelse	Fr 20
Farve	Gul
Features	Udskiftningssonde med 2 indgangsporte, latexfri, DEHP fri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% medicinsk silikone
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	R
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sygesikringsgruppe	6
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Vedrørende påfyldning af ballon gøres opmærksom på, at der hvor der står 5ml, skal antal ml i ballon være 3-5 ml. Og der hvor der står 10ml skal det være 7-10 ml.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1 stk	33 cm	15.5 cm	2.2 cm	10680651948219



Produktet indeholder ikke
latex.