



Varenummer 1000004605

Stetoskop, Littmann, Classic III, 69cm, pink, vendbart



Produktbeskrivelse

Littmann Classic III er en videreudvikling af det populære Littmann Classic II S.E og indeholder fordele som høj akustisk følsomhed for bedre lyd-gengivelse, flydende alt-i-et membraner på begge sider af bryststykket, som gør det muligt at høre forskellige frekvenslyde uden at skulle flytte bryststykket. Der er mulighed for at ændre den pædiatriske side til traditionel klokke. Tætsluttende bløde øreoliven som giver en fremragende lyd-tæthed og komfortabel pasform. Den nyeste generation af slanger har en forbedret modstand overfor sprit og hudfedt. Slangen er fremstillet uden naturgummilætex eller blødgørende phthalater. Ved at downloade 3M Littmann Learning institute App, har du mulighed for at træne dine auskultationsfærdigheder.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stetoskop
Varemærke	Littmann
Model	Classic III
Sekundær farve	Pink
Features	Vendbart
Materiale	Aluminium, glasfiber
Længde/dybde	69 cm
Vægt, netto	150 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	35 cm	17.2 cm	14.4 cm	50707387789676



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.