



Varenummer 1000004606

Stetoskop Classic III, Littmann, Classic III, 69cm, brun, vendbart



Produktbeskrivelse

Littmann Classic III er en videreudvikling af det populære Littmann Classic II S.E og indeholder fordele som høj akustisk følsomhed for bedre lyd-gengivelse, flydende alt-i-et membraner på begge sider af bryststykket, som gør det muligt at høre forskellige frekvenslyde uden at skulle flytte bryststykket. Der er mulighed for at ændre den pædiatriske side til traditionel klokke. Tætsluttende bløde øreoliven som giver en fremragende lyd-tæthed og komfortabel pasform. Den nyeste generation af slanger har en forbedret modstand overfor sprit og hudfedt. Slangen er fremstillet uden naturgummilatex eller blødgørende phtalater. Ved at downloade 3M Littmann Learning institute App, har du mulighed for at træne dine auskultationsfærdigheder.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stetoskop Classic III
Varemærke	Littmann
Model	Classic III
Farve	Brun
Features	Vendbart
Materiale	Aluminium, glasfiber
Længde/dybde	69 cm
Vægt, netto	150 g
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	3 stk	40 cm	18 cm	14 cm	50707387771725
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.