



Varenummer 1000004608

## Stetoskop Classic III, Littmann, Classic III, 69cm, plum, vendbart



### Produktbeskrivelse

Littmann Classic III er en videreudvikling af det populære Littmann Classic II S.E og indeholder fordele som høj akustisk følsomhed for bedre lyd-gengivelse, flydende alt-i-et membraner på begge sider af bryststykket, som gør det muligt at høre forskellige frekvenslyde uden at skulle flytte bryststykket. Der er mulighed for at ændre den pædiatriske side til traditionel klokke. Tætsluttende bløde øreoliven som giver en fremragende lyd-tæthed og komfortabel pasform. Den nyeste generation af slanger har en forbedret modstand overfor sprit og hudfedt. Slangen er fremstillet uden naturgummilatex eller blødgørende phtalater. Ved at downloade 3M Littmann Learning institute App, har du mulighed for at træne dine auskultationsfærdigheder.

### Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Stetoskop Classic III                                        |
| Varemærke                        | Littmann                                                     |
| Model                            | Classic III                                                  |
| Sekundær farve                   | Plum                                                         |
| Features                         | Vendbart                                                     |
| Materiale                        | Aluminium, glasfiber                                         |
| Længde/dybde                     | 69 cm                                                        |
| Vægt, netto                      | 150 g                                                        |
| Certifikater                     | CE                                                           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                     |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                    |
| Holdbarhed                       | 3 år                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Aflleveres på miljøstation.                                  |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                              |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN          |
|-------|------------|---------|---------|--------|--------------|
| stk   | 1 stk      | 32.5 cm | 16.5 cm | 4.5 cm | 707387772093 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.