



Varenummer 1000004806

## Målekande, 500 ml, klar, PP, åben hank

- ✓ Stabelbar
- ✓ Stabilt håndtag

### Produktbeskrivelse

Stabelbar målekande med et stabilt, åbent håndtag. Skalaen er let læselig og trykt på begge sider, således at den er lige synlig ved brug både med venstre og højre hånd.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Målekande
Farve	Klar
Features	Åben hank
Materiale	PP
Højde	14 cm
Rumindhold, netto	500 ml
Temperatortolerance	Tåler indhold med en temperatur på op til 125°C. Tåler anvendelse i mikroovn.
Vaskeanvisninger	Tåler ethanol (herunder ethylalkohol), 1.000 ppm kaliumchlorid, samt rengøring i autoklave. For at bevare påskriften, anbefales det at rengøre ved ikke højere end 60°C.

### Brugsanvisning

Anvendes til korrekt afmåling og opmåling af væsker, pulver, granulat og lign.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	28 cm	24.2 cm	12.7 cm	4250026804311
stk	1 stk				