

Varenummer 1000004807



Målekande, 1 l, klar, PP, åben hank

- ✓ Stabelbar
- ✓ Stabilt håndtag

Produktbeskrivelse

Stabelbar målekande med et stabilt, åbent håndtag. Skalaen er let læselig og trykt på begge sider, således at den er lige synlig ved brug både med venstre og højre hånd.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Målekande
Farve	Klar
Features	Åben hank
Materiale	PP
Højde	16.7 cm
Rumindhold, netto	1 l
Temperatur Tolerance	Tåler indhold med en temperatur på op til 125°C. Tåler anvendelse i mikroovn.
Vaskeanvisninger	Tåler ethanol (herunder ethylalkohol), 1.000 ppm kaliumchlorid, samt rengøring i autoklave. For at bevare påskriften, anbefales det at rengøre ved ikke højere end 60°C.

Brugsanvisning

Anvendes til korrekt afmåling og opmåling af væsker, pulver, granulater og lign.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	38.2 cm	28.2 cm	12.5 cm	4250026804410
stk	1 stk				



Produktet bruges til manuel rengøring af overflader.