



Varenummer 1000004856



## Plastbakke, ABENA, 21x17,6x5cm, 1000 ml, sort, PP, 1-rums, 1000 ml, stor

- ✓ Eget til både fryser, ovn og mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer



### Produktbeskrivelse

Produkter fremstillet af solidt og stærkt PP er velegnet til alle typer af fødevarer. Vi anbefaler disse bakker til servering af kolde retter, men de tåler også mikrobølgeovn, så mulighederne er mange.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Varemærke	ABENA
Farve	Sort
Features	Stor
Materiale	PP
Længde/dybde	21 cm
Bredde	17.6 cm
Højde	5 cm
Vægt, netto	19.5 g
Rumindhold, brutto	1000 ml
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	1000 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +100°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	300 stk	60.2 cm	40.2 cm	33.4 cm	5703538077661
pk	50 stk	27 cm	16 cm	20 cm	5703538077708
stk	1 stk				

1000004856



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.



Polypropylen er en type plast.