



Varenummer 1000004871

Plastbakke, 17,5x11,9x7,2cm, 950 ml, 950 ml, sort, PP, 1-rums

- ✓ Frost
- ✓ ,
- ✓ Mikroovn
- ✓ ,
- ✓ Pladsbesparende



Produktbeskrivelse

Disse bakker i PP materiale er velegnet til opbevaring af fødevarer på frost. Bakken er i en stærk kvalitet og kan gå direkte fra fryseren til mikroovnen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Sort
Materiale	PP
Længde/dybde	17.5 cm
Bredde	11.9 cm
Højde	7.2 cm
Rumindhold, netto	950 ml
Rumindhold, brutto	950 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Anvendelsestemperatur	0°C - 95°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	42 cm	37 cm	30.5 cm	8718469285648
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Polypropylen er en type plast.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.