



Produktdatablad

Skyllevæske t/permanent kateter, 0,02% PHMB, steril, 5 g. sorbito pr. 100 ml

Varenummer: 1000004920



Varedeklaration

Forpakning: 10 stk pr. kolti. 144 kolti pr. palle. Produktbetegnelse: Skyllevæske. Varemærke: Uro-Tainer. Vareserie: Polyhexanid. Holdbarhed: Ifølge udløbsdato. Farve: klar. Ingredienser/sammensætning: vand, polyhexanid (PHMB), sorbitol. Features: 0,02% polyhexanid, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: A. Rumindhold, netto: 100 ml. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse III. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Uro-Tainer Polyhexanid er en skyllevæske til vedligeholdelse af permanente katetre. Den anvendes rutinemæssigt til afkolonisering (fjernelse af bakterier) af katetret. Den består af en PVC-fri pose, en fleksibel slange med klemme, samt en steril universaltilslutning, beskyttet af en plasthætte. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Polyhexanid kan fremkalde allergiske reaktion, fx kløe og udslæt, og i sjældne tilfælde (mindre end 1 ud af 10.000) anafylaktisk chok. Bør ikke anvendes ved: - kendt hypersensibilitet (allergi) overfor polyhexanid, klorhexidin eller hjælpestof i opløsningen - blærebetændelse eller anden urogenital tilstand, som kan forårsage hæmaturi (blod i urinen) - i flere dage efter kirurgisk indgreb i blæren eller urinvejen - Undgå kontakt med åbne sår, det indre øre og mellemøret, det centrale nervesystem, øjnene, hyalinbrusk og meninges. Læs den medfølgende brugervejledning for yderligere oplysninger. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.