


Varenummer 1000004921

VAS-lineal, plast



Produktbeskrivelse

VAS-linealen anvendes til måling af smerte.

Har to sider, en med kombinationen af tal fra 0 -10 samt farveskala, og en side med smileys og ligeledes farveskala.

Specifikationer

Produktbetegnelse	VAS-lineal
Materiale	Plast
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	19 cm	18.5 cm	8 cm	
stk	1 stk				