

ABENA®

Produktdatablad

Tøjvask, Diversey Clax Plus G 33C1, 200 l, flydende, kulørt og hvidt, uden farve og parfume

Varenummer : 1000004996
Varegruppe : Automatisk dosering - standard
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
2 stk = 1 palle
2 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Tøjvask
Varemærke: Diversey
Vareserie: Clax Plus G 33C1
Features: flydende, kulørt og hvidt, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.): pH 9
Rumindhold, netto: 200 l
Certifikater: Svanemærket
Produktbeskrivelse: Komplet, flydende enzymatisk vaskemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- hospitals- og plejehjemsvaskeerier samt mønt- og boligvaskeerier. Produkter er udviklet til automatisk og manuel dosering og kan anvende i medium til hårdt vand ved temperaturer mellem 30-90 °C. Clax Plus G kan anvendes til vask af kulørt bomuld og polyesterbomuld. Produktet er udviklet til vask af mikrofiber klude og mopper. Er desuden Svanemærket.
Doseringsinstruktioner: Middelhårdt vand 8-10 g til 1 kg.