


Varenummer 1000005003


**Opbevaringskurv, Diversey TASKI,
52,8x37x19,2cm, sort, genanvendt
plast/plast, komplet**

Produktbeskrivelse

Opbevaringskurv komplet incl. aftagelig inddeler/flaskeholder der sikker transport af kemi samt aftagelige rum til klude og svampe. Aftagelig holder til toiletbørste.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Opbevaringskurv
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Farve	Sort
Features	Komplet
Materiale	Plast, genanvendt plast
Ingredienser/sammensætning	Plast, 75% genbrugsmateriale
Længde/dybde	52.8 cm
Bredde	37 cm
Højde	19.2 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	37 cm	52.8 cm	19.2 cm	7615400767441
stk	1 stk				