



Varenummer 1000005003



Opbevaringskurv, Diversey TASKI,  
52,8x37x19,2cm, sort, genanvendt  
plast/plast, komplet

## Produktbeskrivelse

Opbevaringskurv komplet incl. aftagelig inddeler/flaskeholder der sikker transport af kemi samt aftagelige rum til klude og svampe. Aftagelig holder til toiletbørste.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Opbevaringskurv
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Farve	Sort
Features	Komplet
Materiale	Plast, genanvendt plast
Ingredienser/sammensætning	Plast, 75% genbrugsmateriale
Længde/dybde	52.8 cm
Bredde	37 cm
Højde	19.2 cm

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	37 cm	52.8 cm	19.2 cm	7615400767441
stk	1 stk				