

Varenummer 1000005089

vileda
PROFESSIONAL

Plastbakke, Vileda Origo, 39x28x6,4cm, grå, rPP/PP, halvbakke, til opbevaring

Produktbeskrivelse

Bakkerne er perfekt tilpasset det øvrige Origo-tilbehør, så spande og boxe står godt og solidt. Vælg hel- eller halvbakke. Anvend et ekstra skinnesæt hvis det ønskes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Varemærke	Vileda
Vareserie	Origo
Farve	Grå
Features	Halvbakke, til opbevaring
Materiale	PP, rPP
Længde/dybde	39 cm
Bredde	28 cm
Højde	6.4 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	5 stk	40.2 cm	30 cm	20.5 cm	34023103128546
stk	1 stk				