



Varenummer 1000005147

Handskestativ, 26,5x39,5cm, klar, akryl, til 3 æsker

- ✓ Glat overflade
- ✓ mulighed for op til 3 dispensere

Produktbeskrivelse

Stativ til dispenser. Passer til handskeæsker, ansigtsservietter, forklæder i dispensere mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Farve	Klar
Features	Til 3 æsker
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Akryl
Bredde	26.5 cm
Højde	39.5 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	76 cm	29 cm	43 cm	3877000524358
stk	1 stk				3877000524235