



Varenummer 1000005147

Handkestativ, 26,5x39,5cm, klar, akryl, til 3 æsker

- ✓ Glat overflade
- ✓ mulighed for op til 3 dispensere

Produktbeskrivelse

Stativ til dispenser. Passer til handskeæsker, ansigtsservietter, forklæder i dispensere mm.

Specifikationer

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse | Handkestativ |
| Farve | Klar |
| Features | Til 3 æsker |
| Engangs/flergangs | Flergangs |
| Materiale | Akryl |
| Bredde | 26.5 cm |
| Højde | 39.5 cm |
| Bortskaffelse af produkt | Afleveres på miljøstation. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kll | 6 stk | 76 cm | 29 cm | 43 cm | 3877000524358 |
| stk | 1 stk | | | | 3877000524235 |