



Varenummer 1000005203



Låg til moppeboks, Vikan ErgoClean,
685x235x40mm, klar, ABS

Produktbeskrivelse

Låget til 60 cm moppeboksen er fremstillet af gennemsigtigt plast, så man altid kan se, hvor mange mikrofibermopper samt mopptype der findes i boksen (168982). Lågets udformning gør, at man nemt kan stable moppeboksene med de præparerede mopper.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg til moppeboks
Varemærke	Vikan
Vareserie	ErgoClean
Farve	Klar
Materiale	ABS
Længde/dybde	685 mm
Bredde	235 mm
Højde	40 mm
Vægt, netto	542 g

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	72 cm	24.5 cm	26 cm	15705025814190
stk	1 stk				5705025814193