



Varenummer 1000005203



## Låg til moppeboks, Vikan ErgoClean, 685x235x40mm, klar, ABS

✓ ergoClean låg til spand

### Produktbeskrivelse

Låget til 60 cm moppeboksen er fremstillet af gennemsigtigt plast, så man altid kan se, hvor mange mikrofibermopper samt moptype der findes i boksen (168982). Lågets udformning gør, at man nemt kan stable moppeboksene med de præparerede mopper.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg til moppeboks
Varemærke	Vikan
Vareserie	ErgoClean
Farve	Klar
Materiale	ABS
Længde/dybde	685 mm
Bredde	235 mm
Højde	40 mm
Vægt, netto	542 g

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	72 cm	24.5 cm	26 cm	15705025814190
stk	1 stk				5705025814193