

Varenummer 1000005288

Urinposestativ, Henro-Tek, One size, 18x11cm, grøn, til firkantede sengestolper

✓ autoklaverbar



Produktbeskrivelse

Anvendes til at hænge urinposerne på sengekanten. Urinposerne fastgøres gennem hullerne foroven på urinposerne nedover tapperne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinposestativ
Varemærke	Henro-Tek
Størrelse	One size
Farve	Grøn
Features	Til firkantede sengestolper
Materiale	PA 6
Længde/dybde	18 cm
Højde	11 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	Autoklaverbar op til 127 grader celcius.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

De to dele samles, og produktet er klar til brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	38 cm	28.7 cm	17.5 cm	5704831130930
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

