



Produktdatablad

Urinposeholder (sengestativ) t/kantet sengestolper

Varenummer: 1000005288



Varedeklaration

Forpakning: 50 Stk pr. Kolti, 40 Kolti pr. Palle. Produktbetegnelse: Urinposestativ. Varemærke: Henro-Tek. Holdbarhed: Ifølge udløbsdato. Materiale: PA 6. Features: til firkantede sengestolper. Størrelse: One size. Længde/dybde: 18 cm. Højde: 11 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Temperatur Tolerance: Autoklaverbar op til 127 grader celcius. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Anvendes til at hænge urinposerne på sengekanten. Urinposerne fastgøres gennem hullerne foroven på urinposerne nedover tapperne. Brugsanvisning: De to dele samles, og produktet er klar til brug. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.