



Varenummer 1000005292



ABRI • CLINIC

Lejepapir, ABENA Abri-Clinic, 1-lags, 65m x 39cm, lyseblå, papir/PE, med PE-belægning, uperforeret

- ✓ Absorberende overflade
- ✓ Væsketæt bagside
- ✓ Perforerede ark
- ✓ Tilgængelig i forskellige størrelser

Produktbeskrivelse

ABENAs Abri-Clinic lejepapir anvendes til beskyttelse af blandt andet brikse og undersøgelsesborde. Lejepapiret har en absorberende overflade samt en væsketæt bagside, som sikrer, at væske af forskellig art ikke trænger igennem. Perforeringen gør afrivning af ark hurtig og nem. Brugen af engangspapir mindsker risikoen for kontaminering og forbedrer hygiejnen. Abri-Clinic findes i forskellige bredder. Kan benyttes med eller uden dispenser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Lejepapir
Varemærke	ABENA
Vareserie	Abri-Clinic
Sekundær farve	Lyseblå
Features	Med PE-belægning
Engangs/flergangs	Engangs
Perforering	Uperforeret
Materiale	Papir, PE
Ingredienser/sammensætning	100 % nyfiber
Længde/dybde	65 m
Bredde	39 cm
Antal lag	1-lags
Hylsediameter	4 cm
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Lejepapiret placeres på briksen med den blå side ned af. Sørg for at papiret er helt glattet ud inden brug.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	8 rl	38.5 cm	26.5 cm	41 cm	5703538038389
rl	1 rl				



Produktet er kun til engangsbrug.