



Varenummer 1000005511



## Fikseringsbind, ABENA, 20m x 6cm, hvid, selvhæftende, latexfri, engangs

- ✓ Stærk fiksering
- ✓ Hudvenligt materiale
- ✓ Selvhæftende funktion
- ✓ Indeholder ikke latex



### Produktbeskrivelse

ABENA fikseringsbind er et blødt, crepet fikseringsbind fremstillet af bomuld, viskose og polyamid og dermed 100% fri for latex. Båndet har en selvhæftende funktion og hæfter sig ikke fast på bandager, hud eller hår. Anvendes til fiksering af diverse bandager, samt sonder, kanyler og katetre.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbind
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Selvhæftende, latexfri
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	36% bomuld, 36% viskose, 28% polyamid
Længde/dybde	20 m
Bredde	6 cm
Vægt, netto	51.6 g
Vægt, brutto	80.6 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	16 rl	58 cm	26 cm	15 cm	7630523607993
rl	1 rl				7630523607498



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

