



Varenummer 1000005513



Fikseringsbind, ABENA, 20m x 10cm, hvid, selvhæftende, latexfri, usteril

- ✓ Stærk fiksering
- ✓ Hudvenlig
- ✓ Selvhæftende
- ✓ Latex fri



Produktbeskrivelse

ABENA fikseringsbind med selvhæftende funktion er et blødt, creppet fikseringsbind fremstillet af bomuld, viscose og polyamid. Dette produkt er latex-fri. Bindet er selvhæftende og hæfter ikke på bandager, hud eller hår. Anvendes til fiksering af diverse bandager, samt fiksering af sonder, kanyler og katetre.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbind
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Selvhæftende, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	36% bomuld, 36% viscose, 28% polyamid
Længde/dybde	20 m
Bredde	10 cm
Vægt, netto	84.2 g
Vægt, brutto	119.7 g
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Produktet har på grund af sin sammensætning en udløbsdato fra sin produktionsdato på følgende længde:	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 rl	58 cm	25 cm	15 cm	7630523608037
rl	1 rl				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

