

Varenummer 1000005520

Strep A test, Biosynex, 20 stk.



Produktbeskrivelse

Biosynex Streptop A-testen er en hurtig kromatografisk immunassay til kvalitativ påvisning af Strep A-antigen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Strep A test
Varemærke	Biosynex
Features	20 stk.
Holdbarhed	I henhold til udløbsdato på emballagen
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance	+2° C til +30° C.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	19 cm	13 cm	9.5 cm	3700531700956