

Varenummer 1000005524

Uterinsonde, plast, med centimeterskala,  
bøjelig, engangs, steril, latexfri



## Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med gynækologiske undersøgelser. Uterinsonden er med centimeterskala og flytbar markør for nemmere måling.



STERILE

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Uterinsonde
Features	Med centimeterskala, bøjelig, engangs, steril, latexfri
Materiale	Plast
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	50 stk	40 cm	19.2 cm	8.3 cm	5060265380335
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt