

ABENA®

Produktdatablad

Blegemiddel, Diversey Clax Sonril Lite G 41A1, 200 l, uden klor, farve og parfume

Varenummer : 1000005539
Varegruppe : Blegemiddel
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
2 stk = 1 palle
2 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Blegemiddel
Varemærke: Diversey
Vareserie: Clax Sonril Lite G 41A1
Features: uden klor, farve og parfume
pH-værdi (konc.): pH 3
Rumindhold, netto: 200 l

Produktbeskrivelse: Blegemiddel baseret på brintoverilte specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produktet kan anvendes på alle tekstiltyper (undtagen nylon) og tilsættes i klarvasken ved temperaturer mellem 70 og 90 °C. Effektiv pletfjerning på alle tekstiltyper, herunder kulørte. Let at dosere og minimal tekstilskade når produktet anvendes i henhold til brugsanvisning.