



Varenummer 1000005548

Undersøgelseslampe, HEINE EL3 LED, hvid, på rullestativ



Produktbeskrivelse

Fleksibel EL3 LED undersøgelseslampe med > 42000 lux/350 lumen, som sikrer et homogent lys og farvegengivelse med en farvetemperatur på 5000 K. Skyggefri belysning. Lampen er udformet med et 60 mm hoved og en svanehalskonstruktion. Forventet levetid på 30.000 timer. Lampen er på rullestativ.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseslampe
Varemærke	HEINE
Vareserie	EL3 LED
Farve	Hvid
Features	På rullestativ
Strømspecifikationer	LED
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	82.5 cm	67.5 cm	12.5 cm	4053755181698
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.