



Varenummer 1000005614

**Højdemåler, Seca 217,
57,4x32,8x214,5cm, hvid, mobilt,
mekanisk**



Produktbeskrivelse

Stadiometer højdemåler. Det mobile stadiometer Seca 217 udmærker sig med en særlig høj materialekvalitet og et avanceret samlesystem. Dette giver det en enestående god stabilitet – næsten som fast monteret. Den justerbare vægafstandsholder sørger desuden for sikker støtte uden skruer. Stadiometeret egner sig især til mobil brug i forbindelse med skolesundhedsplejens undersøgelser og måling af patienter i hjemmet. Stadiometeret er nemt at transportere overalt når det er adskilt i dets enkelte dele. Formdele med en nøjagtig pasform til nem transport. Vægtafstandsholder til ekstra stabilitet. Robust bundplade til sikkerhed og stabilitet. Inklusiv hælstop til en optimal 3-punktsmåling. Måleområde 20-205 cm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Højdemåler
Varemærke	Seca
Vareserie	217
Farve	Hvid
Features	Mobilt, mekanisk
Graduering	1 mm
Længde/dybde	57.4 cm
Bredde	32.8 cm
Højde	214.5 cm
Vægt, netto	3.6 kg
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Produkt- eller teststandarder	CE 0123
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	64 cm	36 cm	20.3 cm	4012030008921
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.