



Varenummer 1000005617

Personvægt, Seca 899, 35,6x32,1x6cm, sort, gulvmodel, klasse III, digital, kabelfjerndisplay, max 200 kg



Produktbeskrivelse

Ved SECA 869 personvægt. Vejebasis og display er forbundet med et 2 meter langt kabel. Displayet kan opstilles særskilt fra vægten. Indeholder følgende funktioner: BMI til ernæringstilstanden, HOLD til at fastholde resultatet og TARA til måling af f.eks. små børn på forældrenes arm. Leveres med bærehåndtag og nivelleringsfødder, særskilt display- og betjeningsselement med trinløs justerbar hældningsvinkel for komfortabel betjening. 20 millimeter store LCD-cifre for nem aflæsning af resultatet. Anvender 6 styk AA-batterier som medfølger. Vægholder til montering af display medfølger. Strømforsyning og højdemåler kan tilkøbes. Klasse III medicinsk udstyr opfylder den højeste grad af præcision og nøjagtighed og er beregnet til at blive brugt til diagnostiske eller terapeutiske formål

Specifikationer

Produktbetegnelse	Personvægt
Varemærke	Seca
Vareserie	899
Farve	Sort
Features	Gulvmodel, klasse III, digital, kabelfjerndisplay, max 200 kg
Graduering	100 g < 150 kg > 200 g
Længde/dybde	35.6 cm
Bredde	32.1 cm
Højde	6 cm
Vægt, netto	4.5 kg
Strømspecifikationer	Batterier eller strømforsyning
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	43.5 cm	35.5 cm	12.5 cm	4012030009027
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.