

Varenummer 1000005697

2-vejs foley kateter, Care, nelaton, CH 12, 40cm, 10 ml, semi-integreret ballon, inkl. glycerinsprøjte

CE

Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. Sprøjte med 10% glycerinopløsning medfølger.



Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Care
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 12
Farve	Hvid
Features	Semi-integreret ballon, inkl. glycerinsprøjte
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	40 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med glycerinopløsning. Skal senest skiftes efter 90 dage.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	50.8 cm	8 cm	7.5 cm	50768455150330
stk	1 stk				30768455150336



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.