



Varenummer 1000005731

Graviditetstest, NADAL, HCG, til hurtigtest, kassette



Produktbeskrivelse

NADAL HCG graviditetstest er et hurtigt, visuelt immunoassay til kvalitativ, præsumptiv påvisning af humant choriogonadotropin (hCG) i prøver med human urin eller humant serum. Testen er beregnet til at anvendes som en hjælp til tidlig påvisning af graviditet og er udelukkende udviklet til professionel brug.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Graviditetstest
Varemærke	NADAL
Features	HCG, til hurtigtest, kassette
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	I henhold til udløbsdato på emballagen
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	+2° C til +30° C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	600 stk	63 cm	37.4 cm	30.7 cm	
æske	30 stk	23.2 cm	13.5 cm	8.3 cm	4250387305427
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.