

Varenummer 1000005767

## Engangskateter, GentleCath Glide, tiemann, CH 12, 40cm, coated, steril

- ✓ POBE materiale
- ✓ FeelClean teknologi, reducerer mængden af coatningsrester
- ✓ Indføringshylster, der minimerer risikoen for berøring af katetret ifm. indføring



### Produktbeskrivelse

GentleCath™ Glide er et hydrofilt engangskateter, som er fremstillet i et vævsvenligt materiale (POBE). GentleCath™ Glide har en jævn og glat overflade med lav gnidningsmodstand, hvilket har betydning for at bevare en intakt slimhinde i urinrøret. GentleCath™ Glide har FeelClean™ teknologi, der reducerer mængden af coatningsrester og et indføringshylster, der sikrer et godt greb og dermed letter selve indføringen af katetret. GentleCath™ Glide er klar til brug med det samme.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Engangskateter                                                                   |
| Varemærke                        | GentleCath                                                                       |
| Vareserie                        | Glide                                                                            |
| Spidstype                        | Tiemann                                                                          |
| Størrelse                        | CH 12                                                                            |
| Farve                            | Hvid                                                                             |
| Features                         | Coated, steril                                                                   |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | PE, PO, POBE, PP                                                                 |
| Længde/dybde                     | 40 cm                                                                            |
| Effektiv længde                  | 36 cm                                                                            |
| Steriliseringstype               | EO                                                                               |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse Is                                                                        |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Brugsanvisning

Katetret kan indføres så snart den lille pose med sterilt vand er brudt og har fugtet katetret. Klæbefeltet på bagsiden af forpakningen kan klæbes fast på en tør og glat overflade



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde | EAN          |
|-------|------------|---------|--------|-------|--------------|
| kll   | 300 stk    | 50 cm   | 40 cm  | 31 cm | 768455202478 |
| pk    | 30 stk     | 49.3 cm | 15 cm  | 8 cm  | 768455205554 |
| stk   | 1 stk      |         |        |       |              |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.