



Varenummer 1000005793

Desinfektion, Sekusept Aktiv, aldehydfri

Produktbeskrivelse

Til rengøring og desinfektion af endoskoper og instrumenter. Effektiv imod HBV, HIV og DW virus.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Desinfektion
Varemærke	Sekusept
Vareserie	Aktiv
Features	Aldehydfri
Vægt, netto	1.5 kg
Produkt- eller teststandarder	EN 13727, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	41.8 cm	41.8 cm	16.2 cm	4028163050515
stk	1 stk				4028163050522



Produktet er ætsende.



Produktet kræver brug af
øjensbeskyttelse.