



Varenummer 1000005804

**Kanyleboks, Uson, 15,5cm, Ø13,7cm,
1700 ml, gul, rund, UN-godkendelse
3291**

Produktbeskrivelse

USON kanylebeholder 1,7 liter er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehæder. Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af risikoaffald, som f.eks. sprøjter, kanyler, insulinåle, skalpelblade mm. Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Der er differentierede åbninger i låget der guider brugeren til korrekt bortskaffelse af hhv. nåle, sprøjter og kanyler mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyleboks
Varemærke	Uson
Farve	Gul
Features	Rund, UN-godkendelse 3291
Materiale	PP
Højde	15.5 cm
Diameter	13.7 cm
Rumindhold, brutto	1700 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	59 cm	45 cm	44 cm	
stk	1 stk				