



Varenummer 1000005863

Diversey

Tøjvask, Diversey CLAX Elegant Pur-Eco 30B1, 200 l, kulørt, uden farve og parfume

- ✓ Modvirker farveudløb
- ✓ Effektiv på protein- og fedtholdigt snavs



Produktbeskrivelse

Svagt alkalisk flydende LAS-frit tøjvaskemiddel med enzymer til vask af sarte tekstiler. Specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs-, hospitals- og plejehjems-vaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produktet er udviklet til automatisk dosering og kan anvendes i blødt til middelhårdt vand samt ved temperaturer mellem 30 og 60°C. Kan anvendes til vask af kulørt bomuld og polyesterbomuld. God effekt på en lang række pletter og snavstyper og modvirker farveudløb. Effektiv på protein- og fedtholdigt snavs. Er desuden Svanemærket.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Elegant Pur-Eco 30B1
Features	Kulørt, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	7
Rumindhold, netto	200 l
Certifikater	EU-Blomsten.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	58.5 cm	58.5 cm	93.5 cm	7615400705665
stk	1 stk				



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet er ætsende.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet anvendes til tøjvask.



Produktet kræver brug af
øjenbeskyttelse.



Produktet kræver brug af
beskyttelseshandsker.