



Varenummer 1000005910

vileda
PROFESSIONAL**Presse, Vileda UltraSpeed, 81x31x70cm,
grå, PP, til 25 ltr. spand**

Produktbeskrivelse

Presse til 25 ltr. inventarspand fra Vileda.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Presse
Varemærke	Vileda
Vareserie	UltraSpeed
Farve	Grå
Features	Til 25 ltr. spand
Materiale	PP
Længde/dybde	81 cm
Bredde	31 cm
Højde	70 cm
Vægt, netto	20 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 stk	80.5 cm	70 cm	32 cm	34023103169037
stk	1 stk				4023103184893