



Varenummer 1000005963

Tympanometer, MT10, hvid



Produktbeskrivelse

MT10 er et brugervenligt håndholdt tympanometer, der gør det muligt hurtigt og præcist at vurdere forholdene i mellemøret også ved patienter der ellers er svære at teste som f.eks små børn. Hukommelse for op til 30 målinger. Uden refleksfunktion. Medfølger: 4 x 1,5 V AA-batterier, æske med engangsøretips.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tympanometer
Varemærke	MT10
Farve	Hvid
Vægt, netto	380 g
Inkluderet tilbehør	4 stk AA batterier, æske med engangsøretips
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	43 cm	38 cm	21 cm	5711117180282
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.