

Varenummer 1000005966

## Inhalationsmonitor, Vitalograph 4500 AIM



### Produktbeskrivelse

Vitalograph 4500 AIM hjælper med at synliggøre patientens inhalation. Med denne viden kan sundhedspersonalet træne patienten til at inhalere, således at den inhalerede medicin bliver placeret korrekt i lungerne. Lungepiktogram viser inhalationen af medicinens placering i lungene. Anvender 4 styk AAA batterier som medfølger. Husk tilkøb af Startsat MDI og PDI.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Inhalationsmonitor
Features	Vitalograph 4500 AIM
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19.6 cm	14.2 cm	6.8 cm	5099169457102