



Varenummer 1000006029

Urinstix, Reactif, 8



Produktbeskrivelse

Anvendes til urinanalyse for følgende:

Urinstix reactif 8: Massefylde, pH, Leucocyter, Nitrit, Protein, Glukose, Keton og Hemoglobin

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinstix
Varemærke	Reactif
Features	8
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed, åbnet	3 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Bemærk: Når beholderen er blevet åbnet, er de resterende strimler stabile i op til 3 måneder. Strimler fra en forseglet pose skal bruges straks efter åbning af posen. Stabiliteten kan reduceres under forhold med høj luftfugtighed.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
æske	100 stk	5 cm	5 cm	13 cm	4250387305335
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.