




Varenummer 1000006034

Miele
PROFESSIONAL

**Indsats, Miele, E197, 225x150x42mm,
indsats, til optimal anbringelse af
diverse instrumenter**

Produktbeskrivelse

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, optimal og sikker rengøring og desinfektion af forskellige medicinske instrumenter. Med Miele maskinerne opnår du økonomiske fordele både ved lave driftsomkostninger samt besparelse i tidsforbrug sammenlignet med manuel instrumentrengøring. Miele overholder alle krav i forhold til. DS/EN ISO 15883 for medicinsk udstyr. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Indsats
Varemærke	Miele
Model	E197
Features	Indsats, til optimal anbringelse af diverse instrumenter
Længde/dybde	225 mm
Bredde	150 mm
Højde	42 mm
Vægt, netto	0.5 kg
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	
stk	1 stk				