



Varenummer 1000006035

Miele
PROFESSIONAL

**Indsats, Miele, E198, 495x180x160mm,
indsats til optimal anbringelse af op til
6 sikurve eller nyreskåle**

Produktbeskrivelse

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, optimal og sikker rengøring og desinfektion af forskellige medicinske instrumenter. Med Miele maskinerne opnår du økonomiske fordele både ved lave driftsomkostninger samt besparelse i tidsforbrug sammenlignet med manuel instrumentrengøring. Miele overholder alle krav i forhold til. DS/EN ISO 15883 for medicinsk udstyr. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Indsats
Varemærke	Miele
Model	E198
Features	Indsats til optimal anbringelse af op til 6 sikurve eller nyreskåle
Længde/dybde	495 mm
Bredde	180 mm
Højde	160 mm
Vægt, netto	0.648 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				
stk	1 stk				