



Varenummer 1000006064

KOL Screenings apparat, Vitalograph copd-6



Produktbeskrivelse

Vitalograph copd-6 anvendes til screening af bl.a. KOL. Viser FEV1, FEV6, Ratio og % forudsagt obstruktivt indeks, KOL-klassificering og lungealder. Strømforsyning: 2 stk. AAA-batterier, mulepose og 3 stk. SafeTway mundstykker medfølger. Benyttelse af mundstykke med envejsventil anbefales. Bemærk at dette apparat ikke kan overføre data til pc.

Specifikationer

Produktbetegnelse	KOL Screenings apparat
Features	Vitalograph copd-6
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC, (EU) 2023/1542
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11.5 cm	7.5 cm	9 cm	5099169402003



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.