



Varenummer 1000006079

Sutur, Ethilon II, 45cm, sort, PA, 3-0, FS-1 nål, monofil, 663H

CE

Produktbeskrivelse

Ethilon er en ikke resorberbar monofilament nylon sutur (Polyamid). Med Ethilon-suturen får du styrke, jævn passage gennem væv og en sikker knudebinding. Anvendes generelt i blødt væv og som hudsutur.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Ethilon II
Farve	Sort
Features	3-0, FS-1 nål, monofil, 663H
Materiale	PA
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	36 stk	14 cm	12 cm	6.5 cm	30705031007783
stk	1 stk				

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.