



Varenummer 1000006129

Subcutankanyle, Neria Guard, 27G x 6 mm nål, 110 cm slange, med indføringsadaptor og sikkerhed, Ster.



Produktbeskrivelse

Neria Guard infusionsæt med en integreret indføringsadaptor med bløddelskanyle, til nem og enkel anlæggelse ved et tryk på en knap. En tilbage-trækningskanyle eliminerer risiko for stikskader og forbedrer patientkomforten ifm. anlæggelse af den subkutane kanyle. Liggetiden for Neria Guard er på 72 timer.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Subcutankanyle
Varemærke	Neria
Vareserie	Guard
Features	27G x 6 mm nål, 110 cm slange, med indføringsadaptor og sikkerhed, Ster.
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	27G/23G
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	21.6 cm	13.5 cm	11.4 cm	5705244013735
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE