



Produktdatablad

Infusionsæt, 27G x 6 mm nål, m/60 cm slange, steril

Varenummer: 100006131



Varedeklaration

Forpakning: 10 stk pr. pakke. 8 pakker pr. kolli. 32 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Subcutankanyle. Varemærke: Neria. Vareserie: Guard. Holdbarhed: Ifølge udløbsdato. Holdbarhed, åbnet: Ifølge udløbsdato. Features: 27G x 6 mm nål, 60 cm slange, med indføringsadaptor og sikkerhed, Steril. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Størrelse på injektionssprøjtekanyle: 27G/23G. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Neria Guard infusionsæt med en integreret indføringsadaptor med bløddelskanyle, til nem og enkel anlæggelse ved et tryk på en knap. En tilbagetrækningskanyle eliminerer risiko for stikskader og forbedrer patientkomforten ifm. anlæggelse af den subkutane kanyle. Liggetiden for Neria Guard er på 72 timer. Bortskaffelse af produkt: Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.