




Varenummer 1000006218

Paracentesenål, Mediplast, 70mm, Ø1mm, lyserød, steril, trefaset spids, pakket enkeltvis, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til paracentese af trommehinden.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Paracentesenål
Varemærke	Mediplast
Sekundær farve	Lyserød
Features	Steril, trefaset spids, pakket enkeltvis
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP, rustfrit stål
Længde/dybde	70 mm
Diameter	1 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	30 stk	16 cm	15 cm	12.3 cm	7395502053337
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt